



aquapick®

"NAPREDNI ORALNI IRIGATOR"



Neophodan za oralno zdravlje
Novi Aquapick

aquapick



Made in Korea

Zdrav duh i zdravo telo
počinju sa **Aquapick-om**



aquapick

MORATE GA IMATI

Aquapick je osnova oralnog zdravlja



1 **MOĆNI PULSIRAJUĆI MLAZ (1800 PULSA U MINUTU)**

Vodeni mlaz snage 1800 impulsa po minutu omogućava masažu desni, povećava cirkulaciju, tako jačajući alveolarnu koštanu strukturu koja daje potporu zubima.

2 **Providni mlazni nastavci u četiri boje**

Četiri boje mlaznih nastavaka olakšava njihovu upotrebu za celu porodicu



3 **Dodatni držači za mlazne nastavke**


Sistem sadrži držače za mlazne nastavke, koji se montiraju na pločice, za idealnu higijenu



4 **Dugme za kontrolu vodenog pritiska**

Omogućava korisniku da sam sebi odredi odgovarajući pritisak vode i da na taj način dovede do najboljih rezultata masaže desni i čišćenja zuba





Vaš osmeh je lepši
od **Aquapick-a!**

aquapick

DOBRA NAVIKA

Dobra navika za vaše zube i desni

Uz pomoć **1,800 impulsa u minutu** Aquapick-a vaši zubi i desni postaju zdraviji i jači.



Uklanja ostatke hrane dok nežno masira desni



Sprečava peri implantitis



Idealan za pacijente sa protezama



Za starije osobe i trudnice



Sprečava karijes zuba kod dece



Rešava loš zadah

**AQUAPICK
POMAŽE U
SPREČAVANJU
BOLESTI DESNI**




aquapick

ISTRAŽIVANJA

AQUAPICK JE UREĐAJ ZA ODRŽAVANJE ORALNOG ZDRAVLJA SA DOKAZANIM DELOVANJEM

Poređenje indeksa međuzubnog plaka koristeći Aquapick

Indeks međuzubnog plaka drastično je smanjen sa korišćenjem Aquapick-a



Klinička institucija: Korejska akademija za oralno zdravlje (prema uporednom t-testu)
Istraživač studije: Dr Bae (Nacionalni Univerzitet u Seulu, odsek stomatologija)

Upoređivanje Aquapick-a, zubnog konca i međuzubne četkice

Aquapick daje izvanredne rezultate i korisnici su prezadovoljni jer postiže čišćenje zuba i veći učinak od dentalnog konca. Čisti mesta koja četkice ne mogu da dohvate.



Klinička institucija: Korejska akademija za oralno zdravlje, standardna analiza varijacija uz odstupanja 0,67-1,21
Istraživač studije: Dr Bae Nacionalni Univerzitet u Seulu, odsek stomatologija)

A woman with blonde hair is running outdoors. She is wearing a black sports bra and black leggings. The image is annotated with red dashed lines and labels in white rounded rectangles. The labels point to the brain, respiratory system, heart and blood vessels, and stomach. The background is a blurred green forest.

Mozak

Respiratórní systém

Srce, krvní sudoví

Stoerica

aquapick

ZDRAVLJE

ORALNO ZDRAVLJE JE OSNOVA ZA CELOKUPNO ZDRAVLJE

AKO NE ČISTITE VAŠE ZUBE PAŽLJIVO, VAŠ



MOZAK

LOŠE ORALNO ZDRAVLJE UBRZAVA STARENJE I SMANJUJE
KOGNITIVNE MOGUĆNOSTI

- *Journal of American gerontology* (Denmark Research Team) -



RESPIRATORNI SISTEM

VEĆI RIZIK ZA UPALU PLUĆA, ASTMU I LARINGITIS

- See the February, 2002, issue of the *British Journal on the Periodontal Membrane* -



SRCE, KRVNI SUDOVI

VEĆI RIZIK (2,8 PUTA VEĆI NEGO KOD ZDRAVIH LJUDI)
ZA FATALNI SRČANI ZASTOJ

- See the March issue of the *American Heart Association Journal on 'Circulation'* -



MATERICA

7,8 PUTA VEĆI RIZIK ZA PREVRREMEN POROĐAJ U ODNOSU
NA ZDRAVE LIUDE

- See data collected by the *International Dental Research Association* -



DIJABETES

INFEKCIJA ILI UPALA KORENA ZUBA MOŽE POVEĆATI RIZIK
OD DIJABETESA SPUŠTAJUĆI INSULIN I ZAKOMPLIKOVATI
KONTROLU ŠEĆERA U KRV

- See data collected by the *Taiwanese Dental Health Association* -

**SVAKODNEVNA
SVEŽINA**



aquapick

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

AQUAPICK JE JEDNOSTAVAN ZA UPOTREBU ZA SVAKOG KORISNIKA



- 1** KAD NAPUNITE REZERVOAR VODOM PORAVNATI POKLOPAC I NEŽNO PRITISNUTI DOK NE LEGNE U ŽLJEBOV.



- 2** PODESITE PRITISAK NA DUGMETU DESNO - JAČI LEVO - SLABII PRITISAK.



- 3** POSTAVITE NASTAVAK TAKO ŠTO ĆETE GA UMETNUTI U NJEGOV DRŽAČ. KADA SE NADE NA SVOM MESTU OTPUSTITE PRISTEN OKO NASTAVKA KAKO BISTE GA ZAKLJUČALI NA NJEGOVOM MESTU.



- 4** PRITISNITE START DUGME DA UKLJUČITE MOTOR.



- 5** PRITISNITE DUGME NA DRŠCI DA POKRENETE VODU.



- 6** NAGNITE SE KA LAVABOU I ZADRŽITE POLOŽAJ OD 45 STEPENI U ODNOSU NA ISTU.



**PREPORUČUJEM
AQUAPICK**

STRUČNJACI PREPORUČUJU

Dr. Huh

Preporučujem Aquapick oralni irigator jer daje divne rezultate oralne higijene i osnovne nega implantanata koji su važni kao i prirodni zubi. Posebno preporučujem starijim ljudima koji imaju problema sa korišćenjem četkica, kao i radnicima koji nemaju vremena za veliku brigu oko svojih zuba. Izuzetno je važno protezu održavati čistom. Aquapick oplemanjuje oralnu čistoću koju je teško postići običnim metodama čišćenja. Loša oralna higijena utiče na pozitivan ishod terapije implantatima. Ako hoćete da očuvate Vaše implantate koristite Aquapick, snažno ga preporučujem za jače i zdravije zube.

Dr. Goh

Oralna higijena koja uključuje otklanjanje plaka i kamenca jako je bitna u prevenciji parodontalnih bolesti. Bakterija koja boravi u ustima, formiraće plak ili kamenac, ukoliko se redovno ne otklanja, izazvaće upalu. Da bismo to sprečili neophodno je prati zube tri puta dnevno, pa ipak ostaci se zavuku na mesta gde četkica ne može da stigne i uzrokuju razvoj plaka i rezultuju upalom desni. Tražaju nam zubni aksesori da se borimo protiv ovakvih neugodnosti. Preporučio bih Aquapick, lak za upotrebu, svim generacijama, da bismo se uspešno borili sa ovim problemima. Njegov jedinstveni pulsirajući vodeni pritisak omogućava nam i da očistimo ostatke hrane kao i da nežno masiramo desni što je značajno za oralno zdravlje.

aquapick

aquapick

ADVANCED ORAL IRRIGATION SYSTEM

MORATE GA IMATI ZA VAŠE ORALNO ZDRAVLJE NOVI AQUAPICK

- SASTAV: GLAVNI DEO, VODENI REZERVOAR, 4 MLAZNA VRIHA, 4 DRŽAČA
- KORISTI NAPAJANJE: 1100-230V 50-60Hz
- SNAGA: 24W
- VODENI PRITISAK: 7KGf/CM²
- PULS: 1800 IMPULSA/MIN
- KAPACITET VODE: 600ML
- TEŽINA: 710g
- DIMENZIJE: 150x90x210mm



AQ-600



AQUAPICK PENA ZA IZBELJIVANJE

- ZAPREMINA PROIZVODA: 150ml
- ZAPREMINA ULOŠKA: 150ml
- FDA Certifikat

Preporučujemo da se u rezervoar s vodom puni 1-2 puta i onda koristi Aquapick, dajući svežinu



AQ-100

AQUAPICK SONIČNI IZBELJIVAC

- SASTAV: DRŠKA 1 kom, PUNJAČ 1 kom, GLAVA S ČETKICOM 3 KOM
- KORISTI NAPAJANJE: 100-240V 50-60Hz
- SNAGA: 1.5W
- 3 MODA ČETKANJA
- 2 MINUTA AUTOMATSKI INTERVAL PRANJA
- 30 SEKUNDI INTERVAL PRANJA
- TEŽINA: 274g
- DIMENZIJE: 100x100x270mm



AQ-220

AQUAPICK BEZIČNI APARAT

- SASTAV: DRŠKA 1 kom, PUNJAČ 1 kom, MLAZNICE 2 kom
- KORISTI NAPAJANJE: 100-40 V 50-60 Hz
- SNAGA: 0.7-1.7w
- 3 FUNKCIJE
- PULS: 1400 IMPULSA/MIN
- KAPACITET VODENOG REZERVOARA: 150ml
- TEŽINA: 440g
- DIMENZIJE: 70x100x300mm

AQUAPICK IMA MEĐUNARODNI CERTIFIKAT O BEZBEDNOSTI I KVALITETU



EU certification



German certification for meeting the European Safety Act



American safety certification



Korean certification for safe electric appliances



Japanese certification



European certification for meeting the approved electromagnetic standard



Recommended by the Swiss Agency for Health



Green Incentive Priority office



FDA certification



AQ-300
Made in Korea

MIKODENTAL DENTAL DEPOT

Glavno sedišta firma:
Stojana Novakovića 19
15000 Šabac/Srbija
Tel/fax: +381 15 345 123
Tel: +381 15 300 261

MIKODENTAL BG

Gandijeva 130a
11070 Novi Beograd/Srbija
Tel: +381 11 411 89 48
Tel: +381 64 6438154

MIKODENTAL BH

Derviša Numića 11
71 000 Sarajevo/BiH
Tel/fax: +387 33 712 111
Tel: +387 61 244 814

MIKODENTAL CROATIA

CIRKON-DENTAL
Smičklasova 8
47000 Karlovac
Tel: +385 91 5464696

aquapick
www.aquapick.com

Aquapick Co., Ltd.

C-1006, Woorim Lion's Valley, 168, Gasan digital 1-ro, Geumcheon-gu, Seoul, South Korea
Tel: +82,1588,2809 Fax: +82,2,6116,2800 E-mail: contact@aquapick.com